



Laborjournal

Praktikum Chemie (529-0030-00P)

Das Laborjournal muss (gemäss Anweisung des Assistenten) korrekt geführt sein

Folgende Dinge sind möglichst klar zu trennen

Was ist die Aufgabe?	0.01 M KOH herstellen
Wie gehe ich vor? Dokumentation des Vorgehens	0.56 g KOH-Plätzchen in 1 L-Messkolben dazugeben und mit deion. Wasser auf 1 Liter auffüllen
Beobachtungen	Schlieren beim Auflösen, Kolben wurde nach Zugabe der KOH-Plätzchen warm
Quantitative und qualitative Resultate	pH war < 12
Interpretation	KOH war nicht rein oder die Lösung nicht richtig durchmischt

Die Führung des Laborjournals wird kontrolliert

- Versuche gelten nur dann als durchgeführt, wenn auch das Laborjournal ordnungsgemäss geführt wurde.
- Die Assistierenden geben Feedback zur Journalführung und visieren den Testatbogen nur nach erfolgter und erfolgreich bestandener Kontrolle des Laborjournals